

DESCRIPTION ET CARACTÉRISTIQUES



Les gants en nitrile orange **Diamanticecs PF Naranja** sont dotés d'une texture en forme de diamant qui améliore la prise en main et l'adhérence. Ils offrent également une protection élevée grâce à leur épaisseur et sont idéaux pour les tâches nécessitant une grande sensibilité et une résistance aux perforations..

- Ces gants sont idéaux pour les secteurs de l'industrie automobile, du tatouage et d'autres environnements industriels exigeants.
- Gants d'examen en orange épais.
- **Texture en forme de diamant.**
- Très résistants et sûrs.
- Ambidextres.
- Adaptés au contact avec les aliments.
- AQL 1,5.
- Durée de vie : 5 ans.

RÉGLEMENTATION

Classe I : Dispositif médical en accord avec le règlement de l'UE 2017/745, dont les normes sont : EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4.

Catégorie III : Équipement de Protection Individuelle (EPI) en accord avec le règlement UE 2016/425, dont les normes sont : EN 21420:2020, EN 374-1:2016 + A1:2018 Type B, EN 374-4:2019, EN 374-5:2016.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Ne contient pas de latex. Hypoallergénique. Avant de mettre les gants, assurez-vous qu'ils ne présentent aucun défaut ; insérez votre main à l'intérieur et ajustez-les délicatement.

Stockez-les dans un endroit sec et frais, à l'abri de la lumière.

Ils sont destinés à un usage unique et doivent être jetés de manière écologique dans des poubelles adaptées au tri sélectif, conformément à la réglementation en vigueur.

CARACTÉRISTIQUES

Référence	Taille	Boîte	Carton	Longueur en mm	Largeur en mm	Épaisseur minimale en mm	
						Doigt	Paume
36023	M	100 unités	10 boîtes	240	95 ± 5	0,16 ± 0,03	0,13 ± 0,03
36024	L	100 unités	10 boîtes	240	105 ± 5	0,16 ± 0,03	0,13 ± 0,03
36025	XL	100 unités	10 boîtes	240	115 ± 5	0,16 ± 0,03	0,13 ± 0,03

Avant de vieillir

Résistance	Élasticité
14 Mpa.	500%

Après vieillissement

Résistance	Élasticité
14 Mpa.	450%

CONTACTEZ-NOUS

Visitez notre site Internet



Calle los Verdiales 28, Valdemoro (Madrid)
(+34) 910 376 792 - administracion@icemedics.com