

DESCRIPTION ET CARACTÉRISTIQUES



Les gants jetables **Laticecs PD** sont des gants en latex avec poudre. Ils offrent une protection fiable et un confort optimal pour diverses applications médicales, thérapeutiques et industrielles.

- Fabriqués à partir de latex naturel.
- Surface micro-texturée au niveau des extrémités des doigts pour une meilleure adhérence.
- Résistance élevée pour un niveau de sécurité élevé.
- Ambidextres pour une utilisation pratique par les utilisateurs droitiers et gauchers.
- AQL 1,5 pour une qualité constante.
- Durée de vie : 5 ans.

RÉGLEMENTATION

Classe I : Dispositif médical en accord avec le règlement de l'UE 2017/745, dont les normes sont : EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4.

Catégorie III : Équipement de protection individuelle (EPI) en accord avec le règlement de l'UE 2016/425, dont les normes sont EN 21420:2020, EN 374-1:2016 + A1:2018 Type B, EN 374-4:2013, EN 374-5:2016.

Ils sont destinés à un usage unique et doivent être jetés de manière écologique dans des conteneurs appropriés pour le tri des déchets, conformément à la réglementation en vigueur.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Il est important de prendre en compte que les gants en latex peuvent provoquer des réactions allergiques. En cas d'allergie, consultez immédiatement un médecin.

Avant de mettre les gants, assurez-vous qu'ils ne présentent aucun défaut ; insérez votre main à l'intérieur et ajustez-les délicatement. Stockez-les dans un endroit sec et frais, à l'abri de la lumière.

CARACTÉRISTIQUES

Référence	Taille	Boite	Carton	Longueur en mm	Largeur en mm	Épaisseur minimale en mm	
						Doigt	Paume
12112	S	100 unités	10 boîtes	240	85 ± 5	0,08 ± 0,02	0,06 ± 0,02
12113	M	100 unités	10 boîtes	240	95 ± 5	0,08 ± 0,02	0,06 ± 0,02
12114	L	100 unités	10 boîtes	240	105 ± 5	0,08 ± 0,02	0,06 ± 0,02
12115	XL	100 unités	10 boîtes	240	115 ± 5	0,08 ± 0,02	0,06 ± 0,02

Avant de vieillir

Résistance	Élasticité
Min. 4N	300%

Après vieillissement

Résistance	Élasticité
Min. 4N	300%

CONTACTEZ-NOUS

Visitez notre site Internet



Calle los Verdiales 28, Valdemoro (Madrid)
(+34) 910 376 792 - administracion@icemedics.com