

DESCRIPTION ET CARACTÉRISTIQUES



Les gants en vinyle transparent sans poudre **SuperVinicecs Pro PF** sont de qualité supérieure. Leur formulation spéciale permet d'éviter les réactions allergiques au latex, les rendant ainsi adaptés à une utilisation médicale, dans l'industrie alimentaire et le secteur du nettoyage.

- Extrémités des doigts micro-texturées pour une meilleure adhérence.
- Très résistants et sûrs.
- Adaptés au contact avec les aliments secs, non humides ou gras.
- Ambidextres.
- AQL 1,5.
- Durée de vie : 5 ans.

RÉGLEMENTATION

Classe I : Dispositif médical en accord avec le règlement de l'UE 2017/745, dont les normes sont : EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4.

Catégorie III : Équipement de Protection Individuelle (EPI) selon le Règlement UE 2016/425, dont les normes sont : EN 21420:2020, EN 374-1:2016 + A1:2018 Type B, EN 374-4:2019, EN 374-5:2016.

Stockez-les dans un endroit sec et frais, à l'abri de la lumière.

Ils sont destinés à un usage unique et doivent être jetés de manière écologique dans des conteneurs appropriés pour le recyclage, conformément à la réglementation en vigueur.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Avant de mettre les gants, assurez-vous qu'ils ne présentent aucun défaut ; insérez votre main à l'intérieur et ajustez-les avec précaution.

CARACTÉRISTIQUES

Référence	Taille	Boite	Carton	Longueur en mm	Largeur en mm	Épaisseur minimale en mm	
						Doigt	Paume
12112	S	100 unités	10 boîtes	240	85 ± 5	0,08 ± 0,01	0,06 ± 0,01
12113	M	100 unités	10 boîtes	240	95 ± 5	0,08 ± 0,01	0,06 ± 0,01
12114	L	100 unités	10 boîtes	240	105 ± 5	0,08 ± 0,01	0,06 ± 0,01
12115	XL	100 unités	10 boîtes	240	115 ± 5	0,08 ± 0,01	0,06 ± 0,01

Avant de vieillir

Résistance	Élasticité
Min 4 N.	300%

Après vieillissement

Résistance	Élasticité
Min 4 N.	300%

CONTACTEZ-NOUS

Visitez notre site Internet



Calle los Verdiales 28, Valdemoro (Madrid)
 (+34) 910 376 792 - administracion@icemedics.com