

DESCRIÇÃO E CARACTERÍSTICAS



As luvas **BlueSintetic PF** são fabricadas com uma mistura de vinil e nitrilo, oferecendo uma solução acessível sem comprometer a qualidade. São perfeitas para ambientes alimentícios e mais econômicas do que as luvas de nitrilo tradicionais.

- Feitas de mistura de vinil e nitrilo.
- São muito resistentes e seguros.
- Adequado para contato com alimentos.
- Ambidestro
- AQL 1,5
- Validade: 5 anos

NORMATIVO

Classe I: Produto Sanitário de acordo com o Regulamento UE 2017/745, cujas normas são: EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4

Categoria III: Equipamento de Proteção Individual (EPI) de acordo com o Regulamento UE 2016/425, cujos padrões são: EN 21420:2020, EN 374-1:2016 + A1:2018 Tipo B, EN 374-4:2019, EN 374-5:2016.

descartadas de forma ecologicamente correta em recipientes apropriados para reciclagem, de acordo com a regulamentação atual.

USOS E INSTRUÇÕES DE USO

Antes de colocar as luvas, certifique-se de que não apresentem nenhum defeito; insira a mão no interior e ajuste-as cuidadosamente.

Armazene-as em um local seco e fresco, protegidas da luz.

Elas são destinadas a um único uso e devem ser

CARACTERÍSTICAS

| Referência | Tamanho | Conteúdo do dispensador | Dispensador por caixa | Comprimento em mm | Ampla em mm | Espessura mínima em mm | |
|------------|---------|-------------------------|-----------------------|-------------------|-------------|------------------------|-----------|
| | | | | | | Dedo | Palma |
| 30002 | S | 100 Unidades | 10 | 240 | 80 ± 10 | Min. 0,10 | Min. 0,11 |
| 30003 | M | 100 Unidades | 10 | 240 | 95 ± 10 | Min. 0,10 | Min. 0,11 |
| 30004 | L | 100 Unidades | 10 | 240 | 110 ± 10 | Min. 0,10 | Min. 0,11 |
| 30005 | XL | 100 Unidades | 10 | 240 | > 110 | Min. 0,10 | Min. 0,11 |

Antes de envelhecer

| Resistência | Elasticidade |
|-------------|--------------|
| 6 Mpa. | 600% |

Depois de envelhecer

| Resistência | Elasticidade |
|-------------|--------------|
| 6 Mpa. | 500% |

CONTATE-NOS

Visite o nosso site



Calle los Verdiales 28, Valdemoro (Madrid)
 (+34) 910 376 792 - administracion@icemedics.com