

DESCRIÇÃO E CARACTERÍSTICAS


As luvas descartáveis **MaxLaticecs 10 PF** são luvas de látex natural sem pó, especialmente projetadas para oferecer proteção máxima em ambientes exigentes. Sua **espessura superior** garante resistência excepcional a perfurações, tornando-as uma escolha ideal para tarefas que requerem proteção adicional. Aplicações médicas, terapêuticas e industriais.

- Feitos de látex natural sem pó.
- Microtexturizada nas pontas dos dedos.
- Alta resistência para um alto nível de segurança.
- Ambidestros.
- AQL 1,5 para uma qualidade consistente.
- Vida útil: 5 anos.

NORMATIVO

Classe I: Produto Sanitário de acordo com o Regulamento UE 2017/745, cujas normas são: EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4

Categoria III: Equipamento de Proteção Individual (EPI) de acordo com o Regulamento UE 2016/425, cujas normas são EN 21420: 2020, EN 374-1: 2016 + A1: 2018 Tipo B, EN 374- 4:2013, EN 374-5: 2016

USOS E INSTRUÇÕES DE USO

É importante ter em mente que as luvas de látex podem causar reações alérgicas. Em caso de alergia, consulte um médico imediatamente.

Antes de colocar as luvas, certifique-se de que elas não tenham defeitos; coloque a mão dentro delas e ajuste suavemente.

Armazene-as em local seco e fresco, protegidas da luz.

Elas são destinadas para uso único e devem ser descartadas de forma ecologicamente correta em recipientes apropriados para separação de resíduos, de acordo com a regulamentação vigente.

CARACTERÍSTICAS

Referência	Tamanho	Conteúdo do dispensador	Dispensadores por caixa	Comprimento em mm	Ampla em mm	Espessura mínima em mm	
						Dedo	Palma
37002	S	100 Unidades	10	240	80 ± 10	0,22 ± 0,02	0,20 ± 0,02
37003	M	100 Unidades	10	240	95 ± 10	0,22 ± 0,02	0,20 ± 0,02
37004	L	100 Unidades	10	240	110 ± 10	0,22 ± 0,02	0,20 ± 0,02
37005	XL	100 Unidades	10	240	> 110	0,22 ± 0,02	0,20 ± 0,02

Antes de envelhecer

Resistência	Elasticidade
Min 18 Mpa.	650%

Depois de envelhecer

Resistência	Elasticidade
Min 14 Mpa.	500%

CONTATE-NOS

Visite o nosso site



Calle los Verdiales 28, Valdemoro (Madrid)
 (+34) 910 376 792 - administracion@icemedics.com