

**DESCRIÇÃO E CARACTERÍSTICAS**


As luvas de nitrilo azul **SuperNitricecs PF** oferecem uma proteção confiável e versátil para uma variedade de aplicações. Elas são projetadas para fornecer alta resistência a perfurações, ao mesmo tempo em que oferecem destreza aprimorada para manipulação precisa. Além disso, seu excepcional conforto as torna agradáveis de usar durante todo o dia..

- Luvas descartáveis de nitrilo azul.
- Uso médico, terapêutico, alimentício e industrial.
- Dedos microtexturizada para melhor aderência.
- Muito resistentes e seguras.
- Adequadas para contato com alimentos.
- Ambidestras.
- AQL 1,5.
- Prazo de validade: 5 anos.AQL 1,5
- Validade: 5 anos

**NORMATIVO**

Classe I: Dispositivo Médico de acordo com o regulamento UE 2017/725, cujas normas são: EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4 e ASTM D-6978-5.

Categoria III: Equipamento de Proteção Individual (EPI) de acordo com o regulamento UE 2016/425, cujas normas são: EN 21240:2020, EN 374-1:2016+A1: 2018 Tipo B, EN 374-4:2019, EN 374-5 :2016

**USOS E INSTRUÇÕES DE USO**

Antes de colocar as luvas, certifique-se de que não apresentem nenhum defeito; insira a mão no interior e ajuste-as cuidadosamente.

Armazene-as em um local seco e fresco, protegidas da luz.

Elas são destinadas a um único uso e devem ser descartadas de forma ecologicamente correta em recipientes apropriados para reciclagem, de acordo com a regulamentação atual.

**CARACTERÍSTICAS**

Referência	Tamanho	Conteúdo do dispensador	Dispensador por caixa	Comprimento em mm	Ampla em mm	Espessura mínima em mm	
						Dedo	Palma
28501	XS	100 unidades	10	240	80 ± 5	0,12 ± 0,02	0,10 ± 0,02
28502	S	100 unidades	10	240	85 ± 5	0,12 ± 0,02	0,10 ± 0,02
28503	M	100 unidades	10	240	95 ± 5	0,12 ± 0,02	0,10 ± 0,02
28504	L	100 unidades	10	240	105 ± 5	0,12 ± 0,02	0,10 ± 0,02
28505	XL	100 unidades	10	240	115 ± 5	0,12 ± 0,02	0,10 ± 0,02

**Antes de envelhecer**

Resistência	Elasticidade
6 Mpa.	600%

**Depois de envelhecer**

Resistência	Elasticidade
6 Mpa.	500%

**CONTATE-NOS**

Visite o nosso site



Calle los Verdiales 28, Valdemoro (Madrid)  
 (+34) 910 376 792 - administracion@icemedics.com