



Fiche Technique

Réf. IC-12-N

Masque Chirurgical Type IIR avec Élastiques



ICEMEDICS

Informations Techniques :

Modèle Fabricant : LHKL-B-1

Masque chirurgical Type IIR composé de trois couches de tissu non tissé et de matériau filtrant. Équipé d'une barrette nasale malléable en acier + PP et de deux élastiques doux pour un ajustement confortable.

1ère COUCHE	2ème COUCHE	3ème COUCHE
Tissu Non Tissé 25g	Melt-Blown 25g	Tissu Non Tissé 20g

- Dimensions du Masque : 17,5 x 9,5 cm
- Barrette Nasale : 11 cm
- Élastiques d'Ajustement : 17,5 cm
- Couleur : Noir
- Sans latex, graphène ni fibre de verre, ce qui minimise les risques d'irritation.

Normes et Utilisation :

- Conforme au Règlement **UE 2017/745** relatif aux dispositifs médicaux - Classe I
- Fabriqué selon les normes de la norme **ISO 13485:2003+AC2007**
- Conforme à la norme **EN 14683:2019+AC2019**
- Essai N° : GOLMOXKC355595L1
- Laboratoire : Accrédité par CNAS N° L0412

Efficacité de Filtration Bactérienne	Respirabilité/Pression Différentielle	Nettoyage Microbien/ Charge Biologique	Résistance à la Pression des Éclaboussures
$\geq 98\%$	$< 60\%$	≤ 30 UF/g	≥ 16

Instructions d'Utilisation :

1. Vérifiez l'état du masque et sa date de péremption avant utilisation.
2. Ne pas utiliser le masque pendant plus de 4 heures.
3. Lavez-vous les mains avant de manipuler le masque et touchez uniquement les élastiques.
4. Placez le masque sur le nez et la bouche, puis passez les élastiques derrière les oreilles.
5. Ajustez correctement la barrette nasale et la zone du menton.
6. Évitez de toucher ou manipuler le masque pendant son utilisation.

Informations Logistiques :

Étiquetage Conforme à la Norme 14683:2019+AC:2019 et Produit Médical Classe I.

Présentation :

- Conditionnement : Boîte distributrice de 50 unités
- Carton Principal : 2 000 unités (40 distributeurs)
- Palette Euro : 30 cartons

Code EAN : 9 6974100420430- Fabriqué en Chine

UDI-DI de Base : 6974100420430AT4

Stocker dans un endroit sec et propre, à des températures comprises entre 5°C et 35°C. Évitez l'exposition directe à la lumière du soleil.