

DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS


- Guantes de examen, hecho de vinilo sin polvo.
- Con la punta de los dedos microtexturados para asegurar un mejor agarre.
- Son muy resistentes y seguros.
- Ambidiestros
- Apto para contacto con alimentos secos, no húmedos o grasos.
- AQL 1,5
- Vida útil: 5 años

USOS E INSTRUCCIONES DE USO

Equipo de protección destinado a uso médico, terapéutico, e industrial. Especialmente uso para el sector de geriatría. Apto también para sector alimentario, cuyo contacto sea con alimentos secos, no húmedos o grasos.

Antes de ponerse el guante, verifique que no tiene ningún defecto; coloque la mano en su interior y ajuste el aguante a la mano con suavidad. De un sólo uso; desechar según normativa vigente.

Almacenar en un lugar seco y fresco, evitan la luz.

NORMATIVA

Clase I: Guantes fabricados cumpliendo la norma EN455-1/2/3, de acuerdo con el Reglamento Europeo UE 2017/745 que regula los productos médicos.

Clase III: Equipo de protección individual según normas EN 420, EN 374/1 Tipo B y EN374/5, y Reglamento UE 2016/425.

CARACTERÍSTICAS

Referencia	Tamaño	Contenido dispensador	Unidades por cartón	Largo en mm	Ancho en mm	Grosor mínimo en mm	
						Dedo	palma
12012	S	100 Unidades	10	240	85 ± 5	0,07 ± 0,02	0,05 ± 0,02
12013	M	100 Unidades	10	240	95 ± 5	0,07 ± 0,02	0,05 ± 0,02
12014	L	100 Unidades	10	240	105 ± 5	0,07 ± 0,02	0,05 ± 0,02
12015	XL	100 Unidades	10	240	115 ± 5	0,07 ± 0,02	0,05 ± 0,02

Antes del envejecimiento

Resistencia	Elasticidad
Min 4 N.	300%

Después del envejecimiento

Resistencia	Elasticidad
Min 4 N.	300%

CONTACTA CON NOSOTROS

Visita nuestra página web



Calle los Verdiales 28, Valdemoro (Madrid)
 (+34) 910 376 792 - administracion@icemedics.com