

DESCRIPTION ET CARACTÉRISTIQUES



Les gants distinctifs de couleur verte **MaxNitriceps Verde 610** sont spécialement conçus pour offrir une protection maximale dans les secteurs de l'alimentation, de la médecine, de la thérapie et du laboratoire. Leur épaisseur supérieure leur confère une résistance accrue aux perforations, tandis que leur composition sans latex les rend hypoallergéniques.

- Gants jetables en nitrile vert épais.
- Extrémités des doigts micro-texturées pour une meilleure adhérence.
- Très résistants et sûrs.
- Adaptés au contact alimentaire.
- Ambidextres.
- AQL 1,5.
- Durée de vie : 5 ans.

RÉGLEMENTATION

Classe I : Dispositif médical en accord avec le règlement de l'UE 2017/745, dont les normes sont : EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4.

Catégorie III : Équipement de Protection Individuelle (EPI) en accord avec le règlement UE 2016/425, dont les normes sont : EN 21420:2020, EN 374-1:2016 + A1:2018 Type B, EN 374-4:2019, EN 374-5:2016.

Ils sont destinés à un usage unique et doivent être jetés de manière écologique dans des poubelles adaptées au tri sélectif, conformément à la réglementation en vigueur.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Avant de mettre les gants, assurez-vous qu'ils ne présentent aucun défaut ; insérez votre main à l'intérieur et ajustez-les délicatement.

Stockez-les dans un endroit sec et frais, à l'abri de la lumière.

CARACTÉRISTIQUES

Référence	Taille	Boite	Carton	Longueur en mm	Largeur en mm	Épaisseur minimale en mm	
						Doigt	Paume
36002	S	100 unités	10 boîtes	240	85 ± 5	0,14 ± 0,03	0,11 ± 0,03
36003	M	100 unités	10 boîtes	240	95 ± 5	0,14 ± 0,03	0,11 ± 0,03
36004	L	100 unités	10 boîtes	240	105 ± 5	0,14 ± 0,03	0,11 ± 0,03
36005	XL	100 unités	10 boîtes	240	115 ± 5	0,14 ± 0,03	0,11 ± 0,03

Avant de vieillir

Résistance	Élasticité
Min. 6N	500%

Après vieillissement

Résistance	Élasticité
Min. 6N	400%

CONTACTEZ-NOUS

Visitez notre site Internet



Calle los Verdiales 28, Valdemoro (Madrid)
(+34) 910 376 792 - administracion@icemedics.com