

### DESCRIPTION ET CARACTÉRISTIQUES



Les gants jetables en nitrile bleu **SuperNitricecs PF** offrent une protection fiable et polyvalente pour une variété d'applications. Ils sont conçus pour une résistance élevée aux perforations tout en offrant une dextérité améliorée pour une manipulation précise. De plus, leur confort exceptionnel les rend agréables à porter toute la journée.

- Gants jetables en nitrile bleu.
- Usage médical, thérapeutique, alimentaire et industriel.
- Extrémités des doigts micro-texturées pour une meilleure adhérence.
- Très résistants et sûrs.
- Adaptés au contact alimentaire.
- Ambidextres.
- AQL 1,5.
- Durée de vie : 5 ans.

### RÉGLEMENTATION

Classe I : Dispositif Médical selon le Règlement UE 2017/725, dont les normes sont : EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4 et ASTM D-6978-5

Catégorie III : Équipement de protection individuelle (EPI) selon le règlement UE 2016/425, dont les normes sont : EN 21240:2020, EN 374-1:2016+A1 : 2018 Type B, EN 374-4:2019, EN 374-5 :2016

### INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Avant de mettre les gants, assurez-vous qu'ils ne présentent aucun défaut ; insérez votre main à l'intérieur et ajustez-les délicatement.

Stockez-les dans un endroit sec et frais, à l'abri de la lumière.

Ils sont destinés à un usage unique et doivent être jetés de manière écologique dans des poubelles adaptées au tri sélectif, conformément à la réglementation en vigueur.

### CARACTÉRISTIQUES

| Référence | Taille | Boite      | Carton    | Longueur en mm | Largeur en mm | Épaisseur minimale en mm |             |
|-----------|--------|------------|-----------|----------------|---------------|--------------------------|-------------|
|           |        |            |           |                |               | Doigt                    | Paume       |
| 28501     | XS     | 100 unités | 10 boîtes | 240            | 80 ± 5        | 0,06 ± 0,02              | 0,05 ± 0,02 |
| 28502     | S      | 100 unités | 10 boîtes | 240            | 85 ± 5        | 0,06 ± 0,02              | 0,05 ± 0,02 |
| 28503     | M      | 100 unités | 10 boîtes | 240            | 95 ± 5        | 0,06 ± 0,02              | 0,05 ± 0,02 |
| 28504     | L      | 100 unités | 10 boîtes | 240            | 105 ± 5       | 0,06 ± 0,02              | 0,05 ± 0,02 |
| 28505     | XL     | 100 unités | 10 boîtes | 240            | 115 ± 5       | 0,06 ± 0,02              | 0,05 ± 0,02 |

#### Avant de vieillir

|            |            |
|------------|------------|
| Résistance | Élasticité |
| Min. 6N    | 500%       |

#### Après vieillissement

|            |            |
|------------|------------|
| Résistance | Élasticité |
| Min. 6N    | 400%       |

### CONTACTEZ-NOUS

Visitez notre site Internet



Calle los Verdiales 28, Valdemoro (Madrid)  
 (+34) 910 376 792 - administracion@icemedics.com