

DESCRIPTION ET CARACTÉRISTIQUES


Les gants **SuperVincecs Blue** offrent les mêmes avantages que les SuperVincecs Pro, mais avec une couleur bleue distinctive. Ils sont également sans poudre et de qualité supérieure, offrant une protection contre les allergies au latex. Ces gants bleus sont parfaits pour les mêmes utilisations médicales, alimentaires et de nettoyage, tout en ajoutant une touche de différenciation visuelle.

- Extrémités des doigts micro-texturées pour une meilleure adhérence.
- Très résistants et sûrs.
- Adaptés au contact avec les aliments secs, non humides ou gras.
- Ambidextres.
- AQL 1,5.
- Durée de vie : 5 ans.

RÉGLEMENTATION

Classe I : Dispositif médical en accord avec le règlement de l'UE 2017/745, dont les normes sont : EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4.

Catégorie III : Équipement de Protection Individuelle (EPI) selon le Règlement UE 2016/425, dont les normes sont : EN 21420:2020, EN 374-1:2016 + A1:2018 Type B, EN 374-4:2019, EN 374-5:2016.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Avant de mettre les gants, assurez-vous qu'ils ne présentent aucun défaut ; insérez votre main à l'intérieur et ajustez-les avec précaution.

Stockez-les dans un endroit sec et frais, à l'abri de la lumière.

Ils sont destinés à un usage unique et doivent être jetés de manière écologique dans des conteneurs appropriés pour le recyclage, conformément à la réglementation en vigueur.

CARACTÉRISTIQUES

Référence	Taille	Boîte	Carton	Longueur en mm	Largeur en mm	Épaisseur minimale en mm	
						Doigt	Paume
12022	S	100 unités	10 boîtes	240	85 ± 5	0,08 ± 0,01	0,06 ± 0,01
12023	M	100 unités	10 boîtes	240	95 ± 5	0,08 ± 0,01	0,06 ± 0,01
12024	L	100 unités	10 boîtes	240	105 ± 5	0,08 ± 0,01	0,06 ± 0,01
12025	XL	100 unités	10 boîtes	240	115 ± 5	0,08 ± 0,01	0,06 ± 0,01

Avant de vieillir
Résistance

Min 4 N.

Élasticité

300%

Après vieillissement
Résistance

Min 4 N.

Élasticité

300%

CONTACTEZ-NOUS

Visitez notre site Internet


 Calle los Verdiales 28, Valdemoro (Madrid)
 (+34) 910 376 792 - administracion@icemedics.com