

**DESCRIÇÃO E CARACTERÍSTICAS**


As luvas descartáveis **Laticecs PD** são luvas de látex com pó. Elas oferecem uma proteção confiável e conforto máximo para diversas aplicações médicas, terapêuticas e industriais.

- Luvas de exame, feitas de látex natural em pó.
- Com pontas dos dedos microtexturizadas para garantir uma melhor aderência.
- São muito resistentes e seguros
- Ambidextro
- AQL 1.5
- Prazo de validade: 5 anos

**NORMATIVO**

**Classe I:** Produto Sanitário de acordo com o Regulamento UE 2017/745, cujas normas são: EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4

**Categoria III:** Equipamento de Proteção Individual (EPI) de acordo com o Regulamento UE 2016/425, cujas normas são EN 21420: 2020, EN 374-1: 2016 + A1: 2018 Tipo B, EN 374- 4:2013, EN 374-5: 2016

**USOS E INSTRUÇÕES DE USO**

É importante ter em mente que as luvas de látex podem causar reações alérgicas. Em caso de alergia, consulte um médico imediatamente.

Antes de colocar as luvas, certifique-se de que elas não tenham defeitos; coloque a mão dentro delas e ajuste suavemente. Armazene-as em local seco e fresco, protegidas da luz.

Elas são destinadas para uso único e devem ser descartadas de forma ecologicamente correta em recipientes apropriados para separação de resíduos, de acordo com a regulamentação vigente.

**CARACTERÍSTICAS**

| Referência | Tamanho | Conteúdo do dispensador | Dispensadores por caixa | Comprimento em mm | Ampla em mm | Espessura mínima em mm |             |
|------------|---------|-------------------------|-------------------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------|
|            |         |                         |                         |                   |             | Dedo                   | Palma       |
| 28001      | XS      | 100 unidades            | 10                      | 240               | 80 ± 5      | 0,12 ± 0,02            | 0,10 ± 0,02 |
| 28002      | S       | 100 unidades            | 10                      | 240               | 85 ± 5      | 0,12 ± 0,02            | 0,10 ± 0,02 |
| 28003      | M       | 100 unidades            | 10                      | 240               | 95 ± 5      | 0,12 ± 0,02            | 0,10 ± 0,02 |
| 28004      | L       | 100 unidades            | 10                      | 240               | 105 ± 5     | 0,12 ± 0,02            | 0,10 ± 0,02 |
| 28005      | XL      | 100 unidades            | 10                      | 240               | 115 ± 5     | 0,12 ± 0,02            | 0,10 ± 0,02 |

**Antes de envelhecer**

|             |              |
|-------------|--------------|
| Resistência | Elasticidade |
| 18 Mpa.     | 650%         |

**Depois de envelhecer**

|             |              |
|-------------|--------------|
| Resistência | Elasticidade |
| 14 Mpa.     | 500%         |

**CONTATE-NOS**

Visite o nosso site



Calle los Verdiales 28, Valdemoro (Madrid)  
 (+34) 910 376 792 - administracion@icemedics.com